

**Materialliste: Phantom-I, Stand: 01.09.2011**

Version: Materialliste-Phantom-I WS 2011-12.xls

Instrument/Material	Anzahl	Einheit	Verwendung	Artikel-Bez.	Hersteller	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamt
<b>Instrumente &amp; Verbrauchsmaterial</b>								
<p>Für die vorklinischen Kurse müssen die Kursteilnehmer einen <b>eigenen Artikulator</b> stellen, der sie das ganze Studium begleiten wird.</p> <p>Bei dem verwendeten Artikulator muss sowohl der <b>Bennett-Winkel</b> als auch die <b>sagittale Kondylenbahnneigung</b> stufenlos einstellbar sein.</p> <p>Ferner muss der Artikulator Zubehör in Form einer <b>Kalotte zum Aufstellen von Totalprothesen</b> bieten.</p> <p>Zwei Artikulatoren sind für die vorklinischen Kurse wahlweise vorgesehen (siehe unten).</p> <p>Für Studenten der Zahnheilkunde haben beide Hersteller <b>Sonderkonditionen</b>.</p> <p>Informationen über die Geräte und zu Preisen sind <b>direkt beim jeweiligen Hersteller</b> zu erfragen.</p> <p>Für welches der beiden Geräte Sie sich entscheiden, <b>steht Ihnen frei</b>.</p>								
<p>Artikulator <b>Artex Typ: CT</b> (= Carbon, teiljustierbar)                      (Fa. Girrbach, Pforzheim) Art.-Nr. 217 320                      ausgerüstet mit dem Splitex-Platten Set C-Version                      (Art.-Nr. 216100)</p>	alternativ zu PROTARevo 5b der Firma KaVo		sofern nicht vorhanden					
<p><u>mit einem zusätzlichen (zweiten) Paar Splitex-Konterplatten 216230 (Art.-Nr. 199999) (einschl. der dazugehörigen Retentionsscheiben!)</u></p>			<u>in der Regel noch nicht vorhanden, muss vom Semestersprecher zu Kursbeginn bei Fa. Girrbach bestellt werden!!!</u>					
<p>Artikulator <b>PROTARevo 5b</b>                      (Fa. KaVo, Leutkirch)                      Zubehör:                      - 3 PS Montageplatten</p>	alternativ zu Artex Typ CT der Firma Girrbach		sofern nicht vorhanden					
<p>großer Aufsatz aus Kunststoff für Absaugung an Phantomeinheiten</p>	1	Stck.						

**Materialliste: Phantom-I, Stand: 01.09.2011**

Version: Materialliste-Phantom-I WS 2011-12.xls

Instrument/Material	Anzahl	Einheit	Verwendung	Artikel-Bez.	Hersteller	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamt
frasaco Modelle OK/UK (ANA-4): 28 Zähne	1	Stck.	sofern nicht vorhanden		frasaco			
OK-Zahnfleischauflage, vereinfachte Variante: AN-4 WOKV	je 1	Stck.						
UK-Zahnfleischauflage, vereinfachte Variante: AN-4 WUKV	je 1	Stck.						
Tesa-Krepp, ca. 2 cm breit	1	Rolle	sofern nicht vorhanden	Ca. 20 mm breit				
Superhartgips einschl. dazugehöriger Dosierhilfen	1	Dose à 4,5 kg	sofern nicht vorhanden	Fuji Rock	GC			
Vakuum Anrührbecher (klein)	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Rührwerke für Multivac 4 (klein)	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Aufwachsinstrumente nach Thomas; Hausmarke Pluradent (farbig)	1	Set	Set mit 5 Instrumenten sofern nicht vorhanden		Private Label Pluradent			
Zahle Modellierinstrument (neuwertig !!!)	1	Stck.	(neuwertig !!!)					
Modellierwachs, Stangen, Whip Mix	1	Pckg.	sofern nicht vorhanden					
Wachspinsel	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Talkum	1	Dose	sofern nicht vorhanden					
<b>Bohrersatz der Fa. Busch, Engelskirchen, zusammengestellt speziell für die vorklinische Ausbildung der Zahnklinik Giessen</b>	1	Stck.	sofern nicht vorhanden	Bohrersatz Vorklinik Giessen	Fa. Busch			
Prothesenbürste	1	Stck.	sofern nicht vorhanden	Prothesenbürste	Lactona			
Sekundenkleber, 10g Schraubverschluß, Orbis	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Aislar Pinsel	2	Stück	sofern nicht vorhanden	Pinsel	Heraeus Kulzer			
Alginat, inkl. Schachtel & Messbecher	1	Pckg.	sofern nicht vorhanden	CA37 normal set	Cavex			
UK- Abformlöffel perforiert Gr.3	1							
OK- Abformlöffel perforiert Gr.3	1							
A-Silicon Abformmaterial	1	Set		Intro Kit Express 2 Penta Putty / Express 2 Light body  inkl. Kartusche, Dispenser, Mischkanülen und Adhäsiv	Espe			
Split-Cast Sockelsystem	2	Stck.			Pluradent Labor-Katalog	36562		

**Materialliste: Phantom-I, Stand: 01.09.2011**

Version: Materialliste-Phantom-I WS 2011-12.xls

Instrument/Material	Anzahl	Einheit	Verwendung	Artikel-Bez.	Hersteller	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamt
Magnettopfsets, (komplett)	10	Stck.	von SAM, da die zwischenzeitlich gelieferten Produkte von mangelhafter Qualität nicht mehr akzeptiert werden					
Klebewachs	1	Riegel		Klebewachs	Supradent			
Vaseline	1	Tube						
Noppenfolie 15x15 cm	1	Stck.						
Gipshärter	1	Stck.	15 ml	Classic Hardener	KerrLab	62760		
Stumpflack, blau	1	Fl.						
Isolierung: Gips gegen Wachs: ISO C	1	Fl.		ISO C				
Oberflächennetzmittel Waxit (in kleinen Flaschen mit Sprühkopf!)	1	Fl.	sofern nicht vorhanden	Waxit	Degussa			
Universal Muffelteller	1	Stck.						
Einbettmasse Deguvest CF Portionstüte für 1er Muffel à 60g	4	Stck.		Deguvest CF	Degussa			
Graphittiegel	2	Stck.						
Phantommetall	1	Beutel		Phantommetall	Degussa			
Polierpaste, Metall, Jelenko	1	Stck.						
Polierpaste, Polirapid, rot	1	Stck.		P1	Polirapid			
Tasterzirkel nach Iwansen	1	Stck.						
Modellsäge inkl. Sägeblätter	1	Stck.						
Zahnseide (gewachst)	1	Rolle						
Skalpell, geballt, klein Nr. 15	2	Stck.						
Skalpell, geballt, groß Nr. 10	1	Stck.						
Gesichtsmaske P-6 GM für Frasaco-Phantomkopf	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Spiegelansatz plan Größe 4 entspiegelt	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Spiegelgriff	1	Stck.	sofern nicht vorhanden					
Zahnärztliche Sonde, Orbis 431242109	1	Stck.		Sonde	Orbis			
Heidemannspatel (Hausmarke, mittlere Größe)	1	Stck.						
Frasaco Modellzahn 21 (passend zu Modell ANA-4) mit zentraler Bohrung zur Anfertigung eines Stiftaufbaus	1	Stck.		passend zu Frasaco-Modellen	Frasaco			
<b>Semestereinkauf</b>								
<b>Präparationssatz: Diamanten und Finierer (Studentensatz von KOMET)</b>	<b>in Semesterstärke</b>							

**Materialliste: Phantom-I, Stand: 01.09.2011**

Version: Materialliste-Phantom-I WS 2011-12.xls

Instrument/Material	Anzahl	Einheit	Verwendung	Artikel-Bez.	Hersteller	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamt
Directa Matrizen (mit integriertem Keilchen)	1	Pckg. mit 36 Stck. à 3 Studenten						
Giroform Sockelplatten (Girrbach)	2x100 <b>besser</b> 4x100	Stck.			Girrbach			
Giroform Sekundärplatten (Girrbach) (Größe passend zu o.g. Sockelplatten)	in Semesterstärke				Girrbach			
einschraubbare Magnete für Sockelplatten (Girrbach)	in Semesterstärke				Girrbach			
Giroform Putty	6	Dosen			Girrbach			
Giroform Platzhalterfolie	50	Stck.			Girrbach			
Löffeladhäsiv f. Alginat	1	Fl.	sofern nicht vorhanden	Fix Adhäsiv f. Alginat	Dentsply			
Löffelreinigungsspray	1	Dose	sofern nicht vorhanden	Fix Solvent	Heraeus Kulzer			
Rosa Plattenwachs	1	Pckg.						
Einmalabformlöffel Miratray, Hager & Werken, BU gelocht, medium	in Semesterstärke							
Margin-Liner-Minen rot	1	Pckg.						
Wachsdraht, 3 mm	1	Rolle						
Muffelvlies	1	Rolle						
Deguvest Anmischflüssigkeit	1	Fl.						
Okklusionsfolie rot (8 cm breit) beidseitig	1	Rolle						
Okklusionsfolie rot (22 mm) einseitig	2	Rollen						
Okklusionsfolie grün (22 mm) einseitig	2	Rollen						
Shimstock-Folie	2	Rollen						
Orbis Tauchwachs, 80 g	1	Pckg.						
Filter für Ansaugschlauch Multivac 4	4	Stck.	<b>müssen vorliegen !!!</b>					
Bimssteinmaus (zum Reinigen der Glasplatte)	1	Stck.						
Plurasil putty	3	Pckg.			Hausmarke Pluradent			
Kunststoff zur Herstellung von Provisorien	4	Kartuschen		Luxatemp Farbe A3	DMG			
Luxatemp Mischkanülen	1	Pckg.						
Kunststoff zur Reparatur von Provisorien	2	Pckg.		Flow Line A 3	Heraeus Kulzer			
Kunststoff zur Verblockung getrennter Brücken (Visio-Form)	1	Pckg.						
Universalpolierpaste	1 Tube			Universalpolierpaste	Ivoclar-Vivadent			
Kunststoffpolierer Politip P (small cup)	in Semesterstärke			REF# 533584	Ivoclar-Vivadent			
Kunststoffpolierer Politip P (Flame)	in Semesterstärke			REF# 533587	Ivoclar-Vivadent			
Temp Bond (ohne Modifier mit Anmischblock)	1	Pckg.						



**Materialliste: Phantom-I, Stand: 01.09.2011**

Version: Materialliste-Phantom-I WS 2011-12.xls

<b>Instrument/Material</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Artikel-Bez.</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Gesamt</b>
rotes Nähgummi von der Rolle (elastischer Nähfaden bei Nähbedarf)	1	Rolle	sofern nicht vorhanden					
<b>Ggf. benötigter Brennspritus wird von der Abteilung gestellt; Vorräte dürfen weder im Spind noch im Kursraum gelagert werden !!!</b>								